

MOUSSE DE FRAISES AVEC DES FRAISES FRAICHES

250 gr de Qimiq Classic (réf. qimiq 101)

250 gr de fraises fraîches

5 c. à c. de sucre (la quantité de sucre peut varier selon le taux de sucre dans les fraises)

PREPARATION

mettre le sucre dans le bol : 10 sec. / vitesse 10
rajouter le Qimiq Classic : 10 sec. / vitesse 5
rajouter les fraises et mixer : 10 sec. / vitesse 5

• descendre le tout à la spatule et mixer de nouveau : 5 sec. / vitesse 5

• remplir des verres et laisser prendre 2 heures au frigo

• servir avec des fraises coupées en morceaux